

## SARS: Equipo de Protección Personal/Equipo de Control de Infecciones

| Equipo   | Cantidad  | Especificaciones  |
|--|---|---|
| Overol con capucha   | 30  | 10 grandes, 10 medios y 10 pequeños<br><i>polipropileno</i> |
| Batas y delantales desechables   | 200   | Atadura a la espalda  |
| Botas quirúrgicas  | 200 pares   | Polipropileno   |
| Cubierta para cabello ( <i>bouffant</i> )  | 200   |   |
| Anteojos protectores (transparentes)   | Ej. 50  | 2 Lentes  |
| Anteojos protectores UVEX  | Ej. 10  | Pueden usarse con cristales-panorámicos                     |
| Máscara HEPA (P-100, N-100)  | 30  | Desechables   |
| Máscara (media cara/reutilizable) HEPA   | 10  | Alternativa reutilizable para las máscaras desechables      |
| Filtro reemplazable para máscaras HEPA   | 40 pares  | Para máscaras HEPA reutilizables                            |
| Máscara articulada N95   | 200   |   |
| Lentes de seguridad  | Alternativa limitada de los anteojos protectores (usar solo si las condiciones de calor impiden el uso de anteojos protectores)   |   |
| Guantes desechables para examen  | 500 pares   | 100 largos, 200 medios y 200 pequeños                       |
| Guantes quirúrgicos  | 150 pares   |   |
| Solución bactericida (sin agua) para el lavado de las manos (500-1000 ml) en dispensador | 10 frascos  | Alcohol >60%, con emoliente                                 |
| Solución bactericida para relleno  | 10 + frascos  | La misma solución anterior en frascos                       |
| Toallas absorbentes para laboratorio   | 2 rollos  | 3x50 pies   |
| Delantales impermeables  | 200   |   |
| Botas de goma  | 10 pares  | 2 L, 4 M, 4 S   |
| Bolsas de desecho para material biológico  | 100   | Esterilizables  |
| Desinfectante para pisos e instrumentos  | Solución de hipoclorito al 1 % en grandes cantidades (Fregar los pisos y equipos con solución abundante, dejar actuar por 10 minutos, si es posible, y luego limpiar con agua templada + detergente, limpiar y secar) |   |
| <b>Equipo de laboratorio</b>   |   |   |
| Torundas de algodón estériles  | 1 Caja  | 1000 unidades   |
| <i>Vacutainer</i> EDTA 5 ml  | 1 caja  | 50 unidades   |
| <i>Vacutainer</i> simple 5 ml  | 1 caja  | 100 unidades  |
| Agujas para <i>vacutainer</i>  | 200   |   |
| Adaptadores para <i>vacutainer</i>   | 200   |   |
| Jeringas 5 ml  | 100   |   |
| Agujas de mariposa (mochitas)  | 100   |   |
| Envases plásticos para muestras con tapa de rosca estériles                              | 100   | 25 ml   |
| <b>Envío de muestras</b>   |   |   |
| Envases para traslado (biofrascos de 0.5 L)  | 2   |   |
| Viales criogénicos 5 ml  | 100   |   |
| Termo, capacidad grande  | 1   | Para el traslado de muestras                                |
| Bolsas de hielo  | 12  |   |
| Bolsas ( <i>Ziplock</i> )  | 200   |   |

**Corregir las tallas es esencial para lograr que las máscaras y anteojos se aseguren a la cara sin restringir los movimientos del que los usa.**