

# DIRAMIC - 10

- Equipo semiautomático para la determinación del UROCULTIVO en 4 horas
- Con identificación de Escherichia coli, al mismo tiempo
- Determinación del antibiograma en 4 horas adicionales.



**UROCULTIVO CON  
IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA  
EN 8 HORAS**

# KIT DIAGNOSTICO (CONSUMIBLES)




1. Frasco para:  
*Urocultivo y Antibiograma*  
*Urocultivo e Identificación*
2. *Antibiogramas*  
*(tiras):*  
*Para Gram Positivos*  
*Para Gram Negativos*  
*Para Gram Combinado*  
*Para URINARIO*

# IDENTIFICACION de *Escherichia coli*

- El equipo mide los cambios turbidimétricos que origina el crecimiento microbiano en el medio de cultivo durante su incubación y así determina si un UROCULTIVO es positivo o negativo
- Seguimiento de la aplicación de luz U.V. para identificación de la *Escherichia coli*



# ANTIBIOGRAMA






# DIRAMIC - 10



**El equipo mide los cambios turbidimétricos que origina el crecimiento microbiano en el medio de cultivo y así determina el patrón de susceptibilidad a los antibióticos en 4 h.**

# DIRAMIC - 10



**Distribuidora Química Integral, SA de CV.**

Nogal No. 71

Col. Sta. Ma. La Ribera

06400. México, D.F.

**Tels. 5547 5466/ 34 46**

**Tel. y Fax.:5541 6083**

**Email.:**

**[dqi@dqi.com.mx](mailto:dqi@dqi.com.mx)**